

ドイツ ユラボ社 精密恒温循環装置 プレストLH40型 簡易点検項目

① 機器周囲にホコリが付着していないか。

前面および背面が熱交換している箇所です。
前面側、背面側にホコリ等が大量に付着しますと
熱交換の効率が低下し、冷凍機に負荷がかかります。

同様に、機器の前面、および背面には
空気の流れを阻害するような物を置かないように
お願いいたします。

② 配線回り、電源回りにホコリが付着していないか。

電源回りのホコリは、漏電や火災の原因となります。

③ 配管類の漏れ、亀裂などは無いか

④ 一定時間内に問題なく温調出来ているか

昇温（冷却）時間が以前より長くなった場合は
ヒーター、冷凍機に問題を抱えている場合があります。
冷えが悪い、昇温できないなどの場合には
遠慮なく弊社までご連絡ください。

⑤ 定期的に循環液の交換を（1～3年）

循環液（オイル）は少しずつ劣化していきます。
定期的に純正循環液（サーマル）の交換をお願いいたします。

⑥ アラーム、注意喚起の表示が出ていないか

些細なことでも、アラーム表示が出た際には
遠慮なく弊社までご連絡ください。
アラーム表示内容の詳細項目は、お手持ちの LH40取扱説明書 にてご確認ください。

⑦ 温度入力、ボタン操作が問題なく出来ているか。

⑧ 運転時、排気ファンが回っているか

運転時、前面側スリットに紙を一枚近づけると、吸い込まれる
ように紙が装置側に引っ張られます。
ファンが動いている証拠です。動いていない場合は
ファンモーターに何らかのトラブルが生じている可能性があります。

⑨ その他、運転時に異音などが生じていないか

ご不明な点ありましたら、営業部主任 山田功司までお願いいたします。



LH40型 外観

大阪府和泉市テクノステージ1丁目3-17
ユラボジャパン株式会社 担当 山田 功司
TEL 0725—51—3401 FAX 0725—51—3411
携帯 080—3858—5617

ドイツ ユラボ社 高低温循環装置 F25-HD型 簡易点検項目

① 機器周囲にホコリが付着していないか。

前面および背面が熱交換している箇所です。
前面側、背面側にホコリ等が大量に付着しますと
熱交換の効率が低下し、冷凍機に負荷がかかります。

同様に、機器の前面、および背面には
空気の流れを阻害するような物を置かないように
お願いいたします。

② 配線回り、電源回りにホコリが付着していないか。

電源回りのホコリは、漏電や火災の原因となります。

③ 配管類の漏れ、亀裂などは無いか

④ 一定時間内に問題なく温調出来ているか

昇温（冷却）時間が以前より長くなった場合は
ヒーター、冷凍機に問題を抱えている場合があります。
冷えが悪い、昇温できないなどの場合には
遠慮なく弊社までご連絡ください。

⑤ 定期的に循環液の交換を（1～3年）

循環液（オイル）は少しずつ劣化していきます。
定期的に純正循環液（サーマル）の交換をお願いいたします。

⑥ アラーム、注意喚起の表示が出ていないか

些細なことでも、アラーム表示が出た際には
遠慮なく弊社までご連絡ください。
アラーム表示内容の詳細項目は、お手持ちの F25-HD取扱説明書 にてご確認ください。

⑦ 温度入力、ボタン操作が問題なく出来ているか。

⑧ 運転時、排気ファンが回っているか

運転時、前面側スリットに紙を一枚近づけると、吸い込まれる
ように紙が装置側に引っ張られます。
ファンが動いている証拠です。動いていない場合は
ファンモーターに何らかのトラブルが生じている可能性があります。

⑨ その他、運転時に異音などが生じていないか

ご不明な点ありましたら、営業部主任 山田功司までお願いいたします。



F25-HD

大阪府和泉市テクノステージ1丁目3-17
ユラボジャパン株式会社 担当 山田 功司
TEL 0725-51-3401 FAX 0725-51-3411
携帯 080-3858-5617